





# Gilson Pipettenservice

## Präzision und Langlebigkeit für Ihre Pipette

### Service für alle gängigen Hersteller

Pipetten sind Präzisionsinstrumente, auf die Sie sich täglich im Labor verlassen. Damit dies auch so bleibt, müssen sie wie jedes andere Instrument regelmäßig gewartet und kalibriert werden.

In Übereinstimmung mit der ISO 8655 empfiehlt Gilson die Demontage, Reinigung, den Austausch von Verschleißteilen und die Kalibrierung mindestens einmal pro Jahr.

Alle unsere technischen Fachkräfte erhalten eine umfangreiche Ausbildung und Schulung und sind Experten in der Inspektion, Kalibrierung und Reparatur Ihrer Pipetten.

Wir bieten Ihnen verschiedene flexible Service-Lösungen und erstellen Ihnen gerne ein persönliches Angebot.

PIPETTENCHECK	ECO CHECK	ECO PLUS	ECO COMBI
Dekontamination	✓	✓	✓
Justierung	✓	✓	✓
Reparatur* (Original-Ersatzteile)	✓*	✓*	✓*
Performance Test per Gravimetrie	✓	✓	✓
2 Volumen/4 Punktmessungen	✓		
3 Volumen/10 Punktmessungen		✓	✓
Eingangsprüfung 3 Volumen / 4 Punktmessungen			✓**
Kalibrierungs-Zertifikat	✓	✓	✓
Performance Test nach ISO 8655	✓	✓	✓
Performance Test nach ISO 8655-6		✓	✓
Prüfaufkleber	✓	✓	✓
PREIS €	ECO CHECK	ECO PLUS	ECO COMBI
Einkanal	29,90	39,90	55,90
Einkanal, fix. Volumen	24,90	34,90	46,90
8-Kanal	52,00	75,00	110,00
12-Kanal	59,00	85,00	119,00

\* Eventuell benötigte Ersatzteile werden separat berechnet.

\*\* Auf Wunsch 3 Volumen / 10 Punktmessungen; wird separat berechnet.

Die Kompetenz und der Hohe Qualitätsanspruch unseres Kalibrierlabors wurde mit der Akkreditierung nach ISO 17025 durch die DAkkS bestätigt.

Auf Wunsch kalibriern wir Ihre Pipetten nach ISO 17025.

Dieser Service wird separat berechnet



#### Gilson International Deutschland

Hoenbergstr. 6 · 65555 Limburg · Deutschland

T: (06431) 21215 33 · F: Fax: (06431) 21215 25 · service-de@gilson.com

#### Gilson Pipettenservice

www.gilson.com/de/pipettenservice

